



Önellenőrzésben használható gyors allergén kimutatására szolgáló gyors tesztek. Az AlerTox® tesztek kvalitatív immunkromatográfiás tesztek, nagymértékben specifikusak a kimutatni kívánt allergénre. A tesztekkel már 1–20 ppm allergén is kimutatható.

KIMUTATHATÓ ALLERGÉNEK:



Az AlerTox® teszt hatékony eszköz az esetleges allergén szennyezés kimutatására a nyersanyagból, a végtermékből vagy a mukafelületről.

Az AlerTox Stick előnyei:


- Gyors és megbízható tesztek
- Nincs kereszt-reakció
- Nagy érzékenység
- Eredmény 10 percen belül

Ipari alkalmazás:

- Az élelmiszerek allergén tartalmának fél-quantitativ meghatározása
- Élelmiszerek minőségellenőrzése
- Az allergén szennyezettség nyomon követése az élelmiszerekben, folyadékokban és felületeken
- A HACCP, ISO 22000, BRC és IFS bevezetésére és a megfelelés igazolására

Vizsgálati protokoll:



FELÜLETEK



ÉLELMISZEREK

hal, rákfélék, mandula, mogyoró, mustár és szója

teljes tej, kazein, β-laktoglobulin és tojás



Kit	Cikkszám	Kiszerezés	Érzékenység [ppm]
AlerTox® Sticks Kazein	KIT 3021 KIT 3022	10 tesztcsík 25 tesztcsík	2.5 ppm 2.5 ppm
AlerTox® Sticks β-Laktoglobulin	KIT 3018 KIT 3019	10 tesztcsík 25 tesztcsík	2.5 ppm 2.5 ppm
AlerTox® Sticks Rákfélék	KIT 3036	10 tesztcsík	10 ppm
AlerTox® Sticks Földimogyoró	KIT 3094	10 tesztcsík	1 ppm
AlerTox® Sticks Mogyoró	KIT 3035	10 tesztcsík	20 ppm
AlerTox® Sticks Mandula	KIT 3033	10 tesztcsík	20 ppm
AlerTox® Sticks Tojás	KIT 3025 KIT 3026	10 tesztcsík 25 tesztcsík	1.25 ppm 1.25 ppm
AlerTox® Sticks Hal	KIT 3038	10 tesztcsík	5 ppm
AlerTox® Sticks Mustár	KIT 3040	10 tesztcsík	2 ppm
AlerTox® Sticks Teljes tej	KIT 3015 KIT 3016	10 tesztcsík 25 tesztcsík	2.5 ppm 2.5 ppm
AlerTox® Sticks Szezám	KIT 3096	10 tesztcsík	3 ppm
AlerTox® Sticks Szója	KIT 3097 KIT 3098	10 tesztcsík 25 tesztcsík	1.5 ppm 1.5 ppm
AlerTox® Sticks Dió	KIT 3092	10 tesztcsík	2.25 ppm
GlutenTox® Pro (AOAC-RI jóváhagyással)	KIT 3000	25 tesztcsík	5–10–20–40 ppm

