

Mikotoxin Vizsgálati megoldások

A fluoreszcens mikotoxin gyors tesztek ideálisak minden olyan gyártó számára, amely gyors, pontos és gazdaságos megoldást keres a legfontosabb mikotoxinok rutinszerű ellenőrzésére.

Miért érdemes használni?

Széles mintakompatibilitás — gabonák, takarmányok, élelmiszerek, alapanyagok.

Egylépéses módszer — nincs szükség előkeverésre vagy bonyolult reagensekre.

Egységes előkészítés — minden mikotoxinra ugyanaz a protokoll, ami csökkenti a hibalehetőséget.

Könnyű használat — minimális betanulási igény.

Pontos és megbízható — validált, reprodukálható eredmények.


Költséghatékony — alacsony vizsgálati költség, gyors átfutási idő.





Cikkszám	Termék	Lineáris tartomány	LOQ
YRF5001K	AFB1	1–50 ppb	2 ppb
YRF5001K-2	AFB1 (növényi olajokhoz)	1–50 ppb	2 ppb
YRF5002K	DON	50–5000 ppb	100 ppb
YRF5003K	ZEN	10–1000 ppb	20 ppb
YRF5004K	OTA	2–50 ppb	5 ppb
YRF5005K	T-2 toxin	10–1000 ppb	20 ppb
YRF5006K	FUM	100–10000ppb	200ppb
YRF5007K	AFT	1–50 ppb	2 ppb
YRF5008K	ZEN + DON (2 az 1-ben)	ZEN: 20–500 ppb DON: 200–5000 ppb	/
YRF5009K	AFB1 + ZEN + DON (3 az 1-ben)	AFB1: 2–50 ppb ZEN: 20–500 ppb DON: 200–5000 ppb	/
YRACM5001-001	PAT	10–200 ppb	20 ppb

Vizsgálati eljárás • • •



YH061
Hordozható inkubátor



EASY-11
immunfluoreszcens
analízátor