

GlutenTox® Pro

GlutenTox Pro

élelmiszer és felületek vizsgálatához

Kifejezetten konyháknak, éttermeknek és élelmiszeripari gyártóknak kifejlesztett glutén kimutatásra alkalmas teszt készlet. Alkalmas élelmiszerek, italok és felületek vizsgálatára. A GlutenTox Pro G12 antitestet tartalmaz, amely antitest a cöliákias betegek esetében az autoimmun választ kiváltó anyagot (33 aminosavból álló peptidszekvenciát) ismeri fel.

- AOAC-RI teljesítmény tesztelt módszer különböző élelmiszer típusokra és felületekre
- Ételekre kevesebb mint 20 perc alatt, felületek esetében kevesebb mint 10 perc alatt mutat eredményt
- Választható érzékenység: 5 ppm, 10 ppm, 20 ppm, 40 ppm kimutathatósági határral élelmiszerben
- HACCP, ISO 22000, BRC és IFS megfelelés

Cikkszám: KIT3000 (25 db)



GlutenTox Pro Surface

felületek vizsgálatához

- Nagyon érzékeny: 10 ng/cm² glutén
- Csúpn 2 lépésben, kevesebb mint 10 perc alatt ad eredményt
- Validált eljárás különböző típusú felületekhez
- HACCP, ISO 22000, BRC és IFS megfelelés



GlutenTox Pro Surface Fast

felületek vizsgálatához

- Egyetlen egyszerű lépés és megvan az eredmény
- Nagyon érzékeny: 10 ng/cm² glutén
- Kevesebb mint 4 percen belül ad eredményt magasabb glutén szennyezésre és 10 percen belül maradványra
- HACCP, ISO 22000, BRC és IFS megfelelés

Cikkszám: KIT3003 (50 db)

GlutenTox® SticksPlus

GlutenTox Sticks Plus

élelmiszer és felületek vizsgálatához

- Kevesebb mint 60 perc alatt mutat eredményt ételeknél, és 10 percen belül felületek esetén
- Rugalmas protokoll a minta tulajdonságaitól függően
- Érzékeny glutén kimutathatósági határ (3 ppm)
- Validált a főbb étel típusokra
- Fél kvantitatív glutén teszt mintából
- HACCP, ISO 22000, BRC és IFS megfelelés



Cikkszám: KIT3005(25 db)

GlutenTox Sticks Plus

élelmiszer és felületek vizsgálatához leolvasóval

- Validált a főbb étel típusokra
- Rugalmas protokoll a minta tulajdonságaitól függően
- Érzékeny glutén kimutathatósági határ (1 ppm)
- A GlutenTox Reader használatával számszerűsíthető a glutén jelenléte 1-40 ppm között
- Eredményt ad 90 perc alatt étel és üdítőital mintákból
- HACCP, ISO 22000, BRC és IFS megfelelés



Cikkszám: KIT3007 (12 kazetta)

GlutenTox Home

GlutenTox Home

élelmiszer vizsgálatok otthon, étteremben, iskolában vagy utazás során

- Választható érzékenység: 5 ppm vagy 20 ppm glutén
- Eredményt ad 10 percen belül
- Kimutatja a glutént árpából, búzából, rozsából és ritka zabfajtákból
- Tökéletes menet közbeni tesztelésre
- Szobahőmérsékleten tárolható (15-25°C)

Cikkszám: KIT3009 (2 db), KIT3010 (5 db)



www.bentleylabor.hu

Bentley Labor Kft.
8000 Székesfehérvár, Kálmos utca 2.
labor@bentleyinstruments.com
Tel.: +36 22 414 100

